

ThermoFlash

ThermoFlash je nejmodernější bezkontaktní infračervený teploměr. Zaručuje nejpohodlnější a nejpřesnější měření teploty. Je jednoduše použitelný a velmi efektivní. Teploměr stačí namířit na čelo ze vzdálenosti asi 5 cm, stisknout tlačítko a naměřená hodnota se ihned zobrazí na displeji. ThermoFlash lze použít i ke kontrole teploty kojenecké láhve, vody ve vaničce či okolní pokojové teploty.

- Žádný tělesný kontakt.
- Okamžitě měří teplotu (0,5 vteřiny).
- Rychlé a snadné použití.
- Absolutně bezpečný.
- Žádné riziko kontaminace.
- Uchová v paměti až 32 měření.
- Pro měření teploty není nutné měřeného budít.
- Nevyžaduje žádný spotřební materiál.

Profesionální zdravotnický BEZKONTAKTNÍ infračervený teploměr

Klinický teploměr, který
měří teplotu okamžitě,
bez tělesného kontaktu
a bez kompromisů.



Novinka!

Teploměr pro novorozence,
děti, dospělé, těhotné ženy a seniory.

Teploměr pro zdravé, nemocné a invalidy.

Teploměr pro celou rodinu.



ISO 9001
ISO 13485

POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
tel.: 495 220 206, e-mail: obchod@polymed.cz

...více na www.polymed.cz

Share our vision.

Profesionální zdravotnický BEZKONTAKTNÍ
infračervený teploměr



ThermoFlash LX-26

Bezkontaktní teploměr pro běžné měření

ThermoFlash PRO LX-261

Bezkontaktní teploměr pro intenzivní měření.



Specifikace	Model LX-26
Normální podmínky pro použití	10–40 °C
Vlhkost	< 85%
Napájení	DC 3 V (2 AA baterie)
Rozměry	206 x 150 x 48 mm
Jednotky teploty	°C nebo °F
Rozlišení displeje	0,1 °C
Režim BODY	32–42,9 °C
Přesnost	36–39 °C ± 0,2 °C
Spotřeba el. energie	< 50 mW
Přesnost ve všech rozsazích	± 0,3 °C
Vzdálenost měření	5 cm
Automatické vypnutí	5 vteřin
Čistá hmotnost	220 g
Záruka	2 roky / 40 000 měření

Specifikace	Model PRO LX-261
Normální podmínky pro použití	10–40 °C
Vlhkost	< 85%
Napájení (dobíjitelná baterie)	DC 3,7 V
Jednotky teploty	°C nebo °F
Rozlišení displeje	0,1 °C
T - rozsah (režim BODY)	32,9–45 °C
T - rozsah (režim SURFACE, ROOM)	0–60 °C
Spotřeba el. energie	< 50 mW
Přesnost ve všech rozsazích	± 0,3 °C
Vzdálenost měření	5 cm
Automatické vypnutí	5 vteřin
Čas dobíjení	6 hodin
Počet měření na plně nabitou baterii	> 10 000 měření
Životnost baterie	> 3 600 000 měření
Kalibrační kontrola	Po 120 000 měřeních
Čistá hmotnost	150 g

Dobíjecí stanice

Vstup	AC 100–240 V, 50–60 Hz
Výstup	6,0 V, 400 mA
Rozměry	155 x 134 x 66 mm
Hmotnost	200 g



POLYMED medical CZ, a.s.

Petra Jilemnického 14, 503 01 Hradec Králové
tel.: 495 220 206, e-mail: obchod@polymed.cz

...více na www.polymed.cz

Share our vision.